



SCHEDA TECNICA

Alimentazione Adattatore	110÷240VAC 50÷60Hz
Assorbimento Adattatore	15 VA
Dispositivo medico di classe	CE 1370 - Class IIb
Classe di isolamento	I
Potenza di Output	Max 2W
Frequenza di Output	70Khz
Alimentazione	Batteria agli ioni di litio 3.7 VDC (mod.18650)
Funzioni	Modulità continua
	Modalità pulsata
	Regolazione intensità
	Regolazione frequenza
	Accensione/spengimento luce guida
	Ricarica Wireless
	Autonomia giornaliera
Condizioni ambientali di funzionamento	Temperatura 10÷40°C
	Umidità 30÷75%
	Pressione 700 ÷1060hPa
Condizioni ambientali di trasporto e stoccaggio	Temperatura -40÷75°C
	Umidità 30÷75%
	Pressione 700 ÷1060hPa
Dimensione L x A x P	60x66x190mm
Peso manipolo / base	<500 g